



kampanijos / 18.01.– 30.06.2021.

PIRKITE 11 x G-ænial™ A'CHORD švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas) ir G-Premio BOND 5ml papildymą ir **GAUKITE D-Light Duo LED nemokamai**



PIRKITE 5 x pakuočių GC medžiagų kapsulėse (po 50 kaps., laisvas spalvų pasirinkimas) ir

GAUKITE Silvermix nemokamai

Kapsulinės medžiagų versijos:
EQUIA Forte, EQUIA Forte HT, Fuji Triage (rausva ir balta), G-Cem, Fuji IX GP, Fuji IX GP Extra, Fuji IX GP Fast, Fuji II LC, Fuji Plus, Fuji Ortho LC, Fuji I



Polimerizacijos lempos pakaitinė baterija

PIRKITE

5 x G-ænial™ Anterior arba Posterior švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas) arba 8 x G-ænial™ Universal Injectable švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas) arba 5 x G-ænial™ A'CHORD švirkštų (laisvas spalvų pasirinkimas)

GAUKITE D-Light Duo arba D-Light Pro bateriją nemokamai



D-Light PRO LED polimerizacijos lempa

D-Light Pro iš GC
Elegantiška ir ergonomiška, didelės galios dviejų spindulių LED kietinimo lempa su trimis programomis, „D-Light PRO“ ne tik efektyviai polimerizuoja, bet ir padeda vizualizuoti bakterijų veiklą.

D-Light Duo ir D-Light PRO lempos palyginimas

	D-Light DUO	D-Light PRO
Dvigubas bangos ilgis	TAIP	TAIP
Lengva, nedidelė	TAIP	TAIP
Maksimali galia	1250mW/cm ²	1400mW/cm ²
Akumulatoriai	1 akumulatorius	2 akumulatoriai
Darbo režimai	1 polimerizacinis režimas	2 polimerizaciniai režimai 1 diagnostinis režimas
Įkroviklio tipas	Plug-in kištukas	Aluse peal 2-e aku laadimisvõimalus
Radiometras	NE	TAIP
Autoklavuojama	NE	TAIP

Daugiau nei tiesiog polimerizacijos lempa!

KIETINKITE

Didelio galingumo kietinimo režimas (HP) su 20 sekundžių ilgio kietinimo intervalais, **1400mW/cm²** galingumu ir **dvigubu bangos ilgiu**, garantuoja visų šviesoje kietėjančių medžiagų polimerizaciją.

APSAUGOKITE

Mažo galingumo kietinimo režimas (LP) taip pat turi 20-ies sekundžių ilgio ir dvigubo bangos ilgio kietinimo ciklus, bet **galinumas yra sumažintas iki 700mW/cm²**. Ši kietinimo programa tobulai tinka tais atvejais, kada norime **apriboti karščio išskyrimą**. Pavyzdžiui, gilių ertmių atvejais, **kuomet pulpa yra arti**.

NUSTATYKITE

D-Light Pro turi unikalų diagnostinį režimą (DT), kuris naudoja **tik arti ultravioletinės šviesos bangos ilgio esantį UV spektrą**. Šis violetinės šviesos režimas veikia ištisiniais 60 sekundžių ilgio ciklais ir dažnai leidžia **pastebėti įprasta akimi nematomus dalykus**: nuo infekuoto dentino ir apnašo, iki senų kompozicinių restauracijų mikropralaidumo.

Speciali kaina - 949 Eur + PVM

Sekite mus:



Jūsų užsakymus priims sertifikuotos įmonės-tiekėjai:



Visą informaciją, konsultaciją, susipažinti su medžiagų pavyzdžiais ir gamatyti GC medžiagų veikimą galima susisiekti su konsultantu Žilvinas Zickus, mob.tel.: +370 65 249 729 el.adresas: zilvinas.zickus@gc.dental



Tel. +370 5 2734491
Fax. +370 5 2732239