

UNI
DENTAS



Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

UNI Info

RUDUO 2024

Mielieji,

Nuostabi vasara pralėkė akimirksniu...

Linkime, kad saulėje sukaupta energija padėtų entuziastingai pradėti naują darbo sezoną bei garantuotų sėkmę.

Visada šalia Jūsų UNIDENTAS

Jūsų sėkmingam darbui – Unidento elektroninė platforma www.unidentas.lt

UNI
DENTAS

UNIVERSALŪS SPRENDIMAI ODONTOLOGIJAI

+370 800 20015 EN LT

Krepšelis
0 prekė(s) - 0 €

Paieška ...

Akcijos PIRKTI Naujienos UNI Akademija Kita

Susisiekite su mumis

ŠIOS SVETAINĖS TURINYS SKIRTAS TIK ODONTOLOGIJOS PROFESIONALAMS

PIRKTI

/ Pradžia / PIRKTI / PROTEZAVIMAS / Cementai / Derva modifikuoti cementai / Estecem II Plus Universal

← Rodyti viską

PROTEZAVIMAS

▶ Atspaudinės medžiagos ir priedai

▶ Cementai

▶ Derva modifikuoti cementai

▶ Derviniai cementai

▶ Kiti cementai

▶ Laikinam cementavimui

Paveikslėliuose – ne konkretus produktas, o tik pavyzdys



Estecem II Plus Universal

Adhezinis dvigubo kietėjimo dervinis cementas

Tokuyama Dental

233.50 €

PVM: 40.52 €

SKU: 16341

Likutis sandėlyje: Liko ≤ 3 vnt.
Pristatymo terminas: 1-3 dienos

Kiekis

1 vnt.

Pridėti į krepšelį

- Informacija apie produktų asortimentą
- Profesionalūs produktų ir pakuočių aprašymai
- Specialiai Jums priskirtos kainos
- Akcijos, nuolaidos
- Galimybė naršyti, matyti ar yra sandėlyje šiuo metu bei užsakyti bet kuriuo metu
- Informacija apie profesinio tobulėjimo renginius bei išvykas į odontologijos parodas (UNI Akademija)

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: +370 527 34 491, +370 800 20 015, dental@unidentas.lt



**YRA GALIMYBĖ NEMOKAMAI IŠBANDYTI
ESTECEM II PLUS BANDOMĄJĮ RINKINĮ
UŽSAKANT TIESIAI IŠ GAMINTOJO**

UŽSAKYTI:

<https://unidentas.lt/e/lt/naujienos-g-6>
arba kreipkitės į savo Unidento vadybininką,
dental@unidentas.lt, info@unidentas.lt

ESTECEM II PLUS - Universalus dvigubo kietėjimo adhezinis dervinis cementas, naudojamas kartu su TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II savaiminio kietėjimo surišimo sistema

ESTECEM II PLUS SAVYBĖS:

- Universalaus naudojimo
- Patikimas sukibimo su danties struktūromis ir restauracijų medžiagomis
- Puikios fizinės savybės ir didelis atsparumas dilimui
- Maža vandens absorbcija ir mažas tirpumas
- Išskirtinė estetika ir spalvos stabilumas
- Geras rentgenokontrastiškumas
- Paprastas valdymas ir lengvas pertekliaus pašalinimas

INDIKACIJOS:

- Restauracijų cementavimas
 - Vainikėliai, tiltai, įklotai, užklotai, pagaminti iš visų rūšių porceliano (stiklo, oksidų – cirkonio ir aliuminio), visų rūšių metalo (taurus ir ne), kompozitų
 - Venyrai (Laminatės)
 - Adheziniai tiltai (Maryland)
 - Kultiniai kaištiniai įklotai (metalo, kompozito)
 - Stiklo pluošto kaiščiai
- Restauracijų pataisos
 - Metalų keramikos
 - Bemetalės keramikos

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II - Savaiminio kietėjimo surišimo sistema

- 2 komponentai – sumaišoma, užtepama, džiovinama
- Nereikia papildomų praimerių, švitinimo, galima ėsinti
- Tinka visoms restauracinėms medžiagoms
- Tiesioginėms ir netiesioginėms procedūroms

GALIMOS SPALVOS:

Universal (universal), Clear (skaidri)
Brown (dentino spalva), White-opaque (matinė)



Kaina
233^{50€}

ESTECEM II PLUS reguliarius rinkinys

1x Estecem II Plus dervinis cementas automatinio maišymo švirkšte - Universal spalva [9.4 g]
Tokuyama Universal Bond II surišimo sistema: 1 x A [5 ml]; 1 x B [4ml]
Priedai: 5xMini maišymo antgaliai S; 15xCemento maišymo antgaliai;
5xgaliukai maišymo antgaliams S; Aplikatoriai, maišymo indeliai

DENTAL ATSTOVAS LIETUVOJE – UNIDENTAS UAB

PRODUKTUS - KOKYBĖ, GARANTUOTA, PROFESIONALUS PALAIKYMAS

TOKUYAMA KOMPOZITŲ PASIRINKIMAS

ESTELITE SIGMA QUICK – UNIVERSALUS KOMPOZITAS

Labai mažos (submikroninės) sferinės užpildo dalelės – išskirtinė estetika, ilgalaikis blizgesys, chameleono efektas, atsparumas nusidėvėjimui; Kontroliuojama polimerizacija – ilgas darbo laikas leidžia kokybiškai modeliuoti, po to galima greitai polimerizuoti (RAP technologija iš Tokuyama); Švirkštuose ir kapsulėse.

SPALVOS [19]:

standartiniai (vidutinio skaidrumo) - A1-A5, B1-B4, C1-C3 [12]; opalescenciniai - OA1-OA3 [3]; incizalinis - CE (clear enamel – skaidrus emalis); opakeris - OPA2; balintiems dantims: baltas emalis - WE, baltas dentinas – BW.

KAINA: Švirkštas [3.8g] – 49,08 Eur, Kapsulės [20x0.2g] – 54,39 Eur



ESTELITE ASTERIA – UNIVERSALUS KOMPOZITAS

Išskirtinė estetika, nematoma riba tarp restauracijos ir danties audinių; Puikus ir ilgalaikis blizgesio išlaikymas; Supaprastintas sluoksniavimas; Patogiai modeliuojamas, nelimpa prie instrumentų; Ilgas darbo laikas (90 sek. aplinkos šviesoje - 10 000 liuksų); Švirkštuose ir kapsulėse.

SPALVOS [12]:

7 dantino atspalviai (A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B3B, BL); 5 emalio atspalviai (NE, TE, YE, WE, OcE).

**KAINA: Švirkštas [4g] – 70,18 Eur
Kapsulės [15x0.2g] – 70,18 Eur**



ESTELITE POSTERIOR - KOMPOZITAS KRŪMINIŲ DANTŲ PLOMBAVIMUI

Didelis atsparumas dilimui; Puikios fizinės savybės; Itin tinka tiesioginėms I ir II klasių restauracijoms, Trumpas kietėjimo laikas (10 sekundžių), Nėra spalvos pokyčio sukietinus - puikus estetiškas rezultatas. Gerai išreikštas chameleono efektas; Puikus rentgenokontrastiškumas; Pakuojama konsistencija.

SPALVOS [4]:

PA1, PA2, PA3, PCE.

KAINA: Švirkštas [4.2g] – 49,08 Eur



ESTELITE UNIVERSAL FLOW MEDIUM - TAKUS KOMPZITAS

Geras spalvų suderinamumas dėl padidinto šviesos pralaidumo; Greitas kietėjimo laikas (10 sekundžių); Ilgas darbo laikas; Ilgalaikis blizgesys nupoliravus; Nėdidelis nusidėvėjimas bei nudilimas; Minimalus polimerizacijos susitraukimas.

SPALVOS [12]:

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, OPA2, OPA3, OPA4, CE, BW.

KAINA: Švirkštas [1.8g] – 27,50 Eur



OMNICHROMA – VIENO ATSPALVIO UNIVERSALUS KOMPOZITAS

Išskirtinis gebėjimas priderinti atspalvį; Puiki estetika; Patogi darbui konsistencija; Poliravimo blizgesys; Tvirtumas.

Naudojamas atskirai arba kartu su OMNICHROMA Blocker, esant nepakankamai dantų struktūrai kurios spalva turi būti atkurtota (III ir IV klasių restauracijos), esant labai opakiškiems dantims, kai būtina užmaskuoti dideles diskoloracijas.

**KAINA: Švirkštas [4g] – 55 Eur
Kapsulės [20x0.2g] – 66,50 Eur**



OMNICHROMA FLOW - VIENO ATSPALVIO TAKUS KOMPOZITAS

Puikus spalvos atitikimas; Supaprastintas atsargų valdymas; Puiki adaptacija ertmėje; Nelimpa prie instrumentų; Gerai poliruojasi; Nėpaprastas blizgumas; Sudėtyje nėra BisGMA ir su bisfenoliu A susijusių monomerų.

KAINA: Švirkštas [3g] – 47,50 Eur



OMNICHROMA FLOW BULK - VIENO ATSPALVIO TAKUS STORO SLUOKSNIO KOMPOZITAS

Puikus spalvos atitikimas; Nereikia dėti dengiamojo sluoksnio įprastu universaliu kompozitu; Optimalus mechaninis atsparumas; Puiki kraštinė adaptacija; Geras poliravimas; Sudėtyje nėra BisGMA ir su bisfenoliu A susijusių monomerų.

KAINA: Švirkštas [3g] – 50,50 Eur



VIETINIAI ANESTETIKAI IR ADATOS IŠ INIBSA (ISPANIJA)



Kaina
6⁰⁰€

NAUJIENA!!!

Švelni injekcija – komfortas pacientui

MONOPROTECT dentalinės adatos

- Nerūdijančio plieno kaniulės, silikonu padengtas galiukas
- Trigubas nuolydis – lengvesnė audinių penetracija, maža audinių pažeidimo tikimybė
- Nuolydžio indikatorius leidžia teisingai pozicionuoti adatą
- Sudėtyje nėra latekso – maža alerginių reakcijų ir odos sudirginimo tikimybė
- Sterilumo garantija. Apsauginis dangtelis ir saugiklis sujungti suvirinta jungtimi
- Spalvinis žymėjimas. To paties dydžio adatos supakuotos dėžutėse po 100 vnt.
- Greitas įvertinimas. Produkto partija, galiojimo laikas ir dydis nurodytas ant adatos dangtelio
- Pagaminta ES

DENTOCAINE (1.8 ml karpulė) (Inibsa, Ispanija)

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS:

Artikainas (4%):

- Mažas toksiškumas (dėka didelio susirišimo su plazmos baltymais – 94%, metabolizmo per plazmą ir kepenis, labai trumpo pusinės eliminacijos periodo - tik 20 minučių)
- Efektyvesnis, greičiau pradeda veikti (dėka didelio tirpumo riebaluose)

Epinefrinas (1:100 000 arba 1:200 000 - 0,018 arba 0,009 mg karpulėje):

- Sumažina kraujavimą ir seilėtekį
- Sulaukia anestetiką švirkštimo vietoje (neleidžia pasišalinti iš poveikio vietos bei pasklisti po visą kūną)
- Padidina ir prailgina anestetiko poveikį

DENTOCAINE išskirtinumai:

1. Mažesnė kaina
2. Daugiau anestetiko vienoje karpulėje – 1.8 ml
3. Karpulės stūmoklis tinką įvairiems aspiraciniams švirkštams: "harpūno formos švirkšto stūmoklis", "spyglio formos švirkšto stūmoklis", "kamščiatraukio formos švirkšto stūmoklis", "plokščias švirkšto stūmoklis"



Kaina
27⁵⁶€

Dentocaine [epinefrino koncentracija 1:200000] – skirtas eilinėms vidutinio sudėtingumo procedūroms, rekomenduojamas kaip pirmasis pasirinkimas odontologo kabinete

Dentocaine [epinefrino koncentracija 1:100000] – skirtas sudėtingesnėms procedūroms, kai reikia ilgesnio veikimo laiko bei didesnės kraujavimo kontrolės

VEIKIMO TRUKMĖ	MINUTĖS
Veikimo pradžia	2
Pulpos nejautros laikas	45-60
Minkštųjų audinių nejautros laikas	120-300

VEIKIMO TRUKMĖ	MINUTĖS
Veikimo pradžia	2
Pulpos nejautros laikas	60-75
Minkštųjų audinių nejautros laikas	180-360


NAUJIENA!!!

inibsa SCANDIVIN®

Mepivakaino HCl 3% (30mg/ml)

Vietinis anestetikas be epinefrino užtaisuose (karpulėse)

Pakuotėje - 50 užtaisų po 1.8 ml



INDIKACIJOS

- Odontologinėms procedūroms, kurioms nereikia nei ilgos, nei gilios anestezijos [1].
- Labiausiai tinka pacientams, kurių sveikatos būklė sutrikusi, kuriems nepatartina didinti kraujospūdžio ar širdies susitraukimų dažnio, taip pat vaikams (maksimali dozė turi būti kruopščiai apskaičiuota) [2].
- Pirmo pasirinkimo vietinis anestetikas, specifinių poreikių pacientams:
 - Geriatrija [1]
 - Pediatrija [1]
 - Kardiovaskulinės ligos [1, 2]
 - Jautrumas vazokonstriktoriams (epinefrinui)

VEIKIMO TRUKMĖ	MINUTĖS
Veikimo pradžia	3–5
Pulpos nejautos laikas	25–40
Minkštųjų audinių nejautos laikas	90–165

KAINA 27.56 EUR
(50 užtaisų po 1.8 ml)

1. Malamed, S.F. Handbook of Local Anaesthesia. 7th. Ed.- St. Louis, MI: Elsevier Mosby, 2020. p.67.

2. Brockmann WG. Mepivacaine

JAUNIESIEMS PACIENTAMS



RAINBOW Flow - šviesa kietinamas takus kompozitas švirkštuose, skirtas vaikų odontologijai - pieninių ir nuolatinių dantų ertmių plombavimui, kaip pirmasis sluoksnis I ir II klasės ertmėse ir V klasės ertmėms užpildyti, sandarinimo įtrūkimams, dantų vagelių padengimui, šaknų kanalų žiočių žymėjimui. Jis pasižymi mažu polimerizacijos susitraukimu ir dideliu tvirtumu. **RAINBOW FLOW** (dentinas ir balta) taip pat skirtas priekinių ir užpakalinių dantų atstatymui su natūralia dantų spalva.

Rinkinyje 6-ios linksmos spalvos, kurias parinko jauniausi pacientai - oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, rožinė (6 švirkštai po 1g).



Rinkinio
kaina

Kaina
74⁰⁰€

Švirkšto
(1g) kaina

Kaina
14⁷⁰€



VOCO Admira Protect - šviesa kietinamas ormocerinis nujautrintojas

SAVYBĖS:

- biosuderinamas,
- nuolatinis padidėjusio jautrumo pašalinimas,
- patikimas sukibimas,
- speciali užpildo technologija užtikrina atsparumą dilimui,
- fluoridų išsiskyrimas.

INDIKACIJOS:

- Padidėjusio dentino jautrumo gydymas,
- dantų kaklelių sričių ir vainikėlių kraštų apdorojimas,
- dantų kaklelių sričių apdorojimas po profesionalios dantų higienos bei pašalinus akmenis.



Pakuotės (4,5ml) kaina 125,68 Eur

VOCO Admira Fusion Flow

pirmoji pasaulyje grynai keramikos pagrindu pagaminta taki plombavimo medžiaga, pritaikius gryno silikato technologiją, t. y. užpildų ir dervos matrica, sukurta tik silicio oksidu pagrindu, sudėtyje nėra klasikinių monomer. Dėl inovatyviausios technologijos ORMOCER'ai pasižymi labai mažu polimerizacijos susitraukimu (2,75% tūrio) ir itin maža susitraukimo sukeliama įtampa, lyginant su įprastais takiais kompozitais. Puikus biosuderinamumas ir didelis atsparumas spalvos pokyčiams. „Tekėjimas pagal poreikį“ - medžiaga tampa labai taki tik spaudžiant ar judinant, nuėmus poveikį, medžiaga atgauna stabilią konsistenciją, neišteka iš ertmės. 12 atspalvių estetinėms restauracijoms - puikiai atitinka netakios versijos „Admira Fusion“ atspalvių asortimentą. Patogus valdymas, paprasta apdailos procedūra bei didelis paviršiaus tvirtumas užtikrina puikius ilgalaikius rezultatus. Suderinamas su visais įprastais surišikliais.

INDIKACIJOS:

- mažų ertmių restauracijos,
- išplėstiniai silantai,
- neigiamų kampų blokavimas,
- pamušalas ertmėse,
- III - V klasės ertmių restauracijos,
- plombų, venyrų ir laikinų restauracijų pataisos,
- skaidrių netiesioginių restauracijų cementavimas,
- paslankių dantų įtvarai.

Rinkinio (5 švirkštai A1, A2, A3, A3.5, WO po 2g) kaina 161,01 Eur

Ketac™ Molar Easymix ART - savaime kietėjanti, itin lengvai rąkomis sumaišoma (patobulinta miltelių sistema) stiklo jonomerinė plombavimo medžiaga atraumatinei (ART) technikai.



SAVYBĖS

Didelis atsparumas lenkimui, sukibimas su emaliu ir dentinu - idealiai tinka minimalios invazijos odontologijai (MID) ir atraumatiniam gydymui (ART), ilgalaikis fluoro išskyrimas padeda išvengti antrinio karieso, atsparumas rūgštims leidžia palaikyti puikų restauracijų krašto integralumą, rentgenokontrastiška.

INDIKACIJOS

Pagrindas - pamušėlas po plombomis, danties kulties atstatymas prieš dengiant vainikėliais, pieninių dantų plombavimas, ribotos I ir II klasių restauracijos mažo apkrovimo srityse, priekaklelinių defektų plombos, vieno ir kelių paviršių laikinos ir pusiau laikinos restauracijos nuolatiniuose dantyse (įskaitant ART ir MID technikas), vagelių silantavimas.

Rinkinio (12,5g+8,5ml) kaina 53,42 Eur

Scotchbond™ Universal Plus - universalus surišiklis, tinkantis visoms tiesioginių ir netiesioginių restauracijų surišimo indikacijoms ir visoms ėsdinimo technikoms.



SAVYBĖS

Pirmasis rentgenokontrastiškas universalus surišiklis, mažinantis klaidingos rentgeno diagnostikos bei perteklinio gydymo riziką; Praktiškai nėra pooperacinio jautrumo; Aukso standarto sukibimas su visais dantų audinių ir įvairių restauracijų paviršiais be atskirų gruntų, silanų ar aktyvatorių; Be BPA darinų, tokių kaip BisGMA; Puikiai sukimba su ėduonies paveiktu dentinu bei jį hermetizuoja – atitinka minimaliai invazinės odontologijos principus, maksimaliai išsaugant natūralius dantis; Visiškai suderinta sistema su 3M™ RelyX™ Universal derviniu cementu; buteliukas su patogiu dozavimo dangteliu (iki 200 aplikacijų) arba vienkartinėse dozėse.

INDIKACIJOS

Tiesioginių kompozicinių restauracijų, danties kulties atstatymo restauracijų, silantų ir dervinių cementų surišimas; Visų tiesioginių ir netiesioginių restauracijų pataisos; Gali būti naudojamas kaip praimeris po visoms restauravimo medžiagomis; Nujautrinimas ir dantino hermetizavimas.

Pakuotės (5ml) kaina 123,11 Eur

Sof-Lex™ juostelės sukurtos tarpdančių apdailai ir poliravimui.

SAVYBĖS

Paprasta naudoti, viduryje yra tarpas be abrazyvo lengvam įterpimui į tarpdantį, visos juostelės dviejų šiurkštumų, kokybiška aliuminio oksido danga užtikrina puikų restauracijos paviršiaus nupoliravimą. Unikaliuos siauros juostelės puikiai tinka žemoms tarpdantinėms sritims. Galimas plotis: 2 mm (siauros) ir 4 mm (plačios). Galimi šiurkštumai: šiurkščios-vidutinės ir švelnios-labai švelnios.

INDIKACIJOS

Kompozicinių, keraminių ir stiklo jonomerinių restauracijų apdaila ir poliravimas.

Pakuotės (4mm 150vnt/2mm 100vnt) kaina 38,64 Eur



Ceram.x Spectra™ ST Effects

Sudėtingesnės priekinių dantų restauracijos.

Ceram.x Spectra™ ST

Jūsų dažniausi, kasdieniai atvejai.

Ceram.x Spectra™ ST flow

Takus estetiškas universalumas.

Susisiekite su savo Dentsply Sirona atstovu!

Efektyvi estetika su Ceram.x Spectra™ ST kompozitais

Mūsų įrodyta „SphereTEC®“ formulė dabar apima visą spektrą arba „Spectra“, atspalvių ir modeliavimo savybių, suteikiančių puikią pusiausvyrą tarp visko, kas svarbiausia gydytojams.

Puiki adaptacija ir modeliavimo savybės

➔ Modeliavimo metu sferinės dalelės sukuria "guolinį" efektą.


Sumaniai paprasta atspalvių sistema ir tikslus atspalvių atitikimas

➔ Puikus chameleono efektas dėl idealaus dervos ir užpildo santykio.

Patikimos mechaninės savybės ir nepriekaištingas blizgesys

➔ Unikali, iš anksto polimerizuota submikrono stiklo užpildo dalelių struktūra.

Sužinokite daugiau: dentsplysirona.com/CeramxSpectraST



SEM image of SphereTEC® fillers

Made possible by

SphereTEC® Technology



Ceram.x Spectra ST

+ DOVANA

59€/79€* ar 69/77€* Flow

PIRKINYS: 3x Ceram.x Spectra™ ST LV/HV/Flow, Effects švirkštų arba kapsulių papildymai

DOVANA: 1x Ceram.x Spectra™ ST LV/HV/Flow švirkšto arba kapsulių papildymas A2 arba A3 atspalvio.

*Kainos nurodytos su PVM

Šis pasiūlymas skirtas tik informaciniams tikslais. „Dentsply Sirona“ neatsako už publikavimo klaidas. Kainos pateikiamos eurais informaciniams tikslais.

Pasiūlymas galioja nuo 2024m. rugsėjo mėn. 1d. iki gruodžio mėn. 31d., arba tol, kol sandėlyje yra atsargų.

Pasiūlymai galioja tik pas oficialius „Dentsply Sirona“ atstovus. Nemokami produktai išsiunčiami per dvi savaites, iš „Dentsply Sirona“ biuro, tada kai Dentsply Sirona gauna sąskaitą iš Dentsply Sirona atstovų su prekėmis, įtrauktomis į akciją.

Kaina
52^{00€}

CEP (KODO PRADŽIA) – ERGONOMIŠKI KOTELIAI SU SILIKONINIŲ SPALVINIU ŽYMĖJIMU

PRIEKINIŲ DANTŲ PLOMBAVIMUI

CEPFI26T

smulki dvipusė mentelė #26, išlenkto irklo vienodos formos darbiniai galai (micro LRT), dengti titano nitridu



CEPFI2T

dvipusis modeliavimo instrumentas su skirtingos formos darbiniais galais – itin smulki tiesi mentelė ir itin smulkus kimštukas #2, dengti titano nitridu



KRŪMINIŲ DANTŲ PLOMBAVIMUI

CEPFI23T

dvipusis modeliavimo instrumentas su skirtingos formos darbiniais galais – stambi tiesi mentelė ir gilės kimštukas kramtomojo paviršiaus vagelių modeliavimui #23, dengti titano nitridu



CEPFI21T

dvipusis modeliavimo instrumentas su skirtingos formos darbiniais galais – stambi tiesi mentelė ir stambus kimštukas #21, dengti titano nitridu



UNIVERSALŲ INSTRUMENTAI

CEPFI3T

dvipusis modeliavimo instrumentas su skirtingos formos darbiniais galais – smulki tiesi mentelė ir smulkus kimštukas #3, dengti titano nitridu



CEPFI40T

vidutinio dydžio dvipusė mentelė #40, darbiniai galai vienodi tiesūs, dengti titano nitridu



Kaina
48^{00€}

REP (KODO PRADŽIA) - ITIN LENGVI ERGONOMIŠKI METALINIAI KOTELIAI BE SPALVINGO ŽYMĖJIMO

PRIEKINIŲ DANTŲ PLOMBAVIMUI



REPF19T

dvipusis modeliavimo instrumentas su skirtingos formos darbiniais galais – stambi tiesi mentelė ir glaistytuvas (tiesioginių vėnerių formavimui), dengti titano nitridu

KRŪMINIŲ DANTŲ PLOMBAVIMUI

REPF132T

dvipusis kimštukas, darbiniai galai vienodos rutuliuko formos #32, dengti titano nitridu



REPF132AT-28

dvipusis modeliavimo instrumentas su skirtingos formos darbiniais galais – vidutinio dydžio rutuliuko formos kimštukas ir nusmailinto rutuliuko kimštukas kramtomojo paviršiaus vagelių modeliavimui, dengti titano nitridu (PAGAMINTA PAGAL SPECIALŲ UŽSAKYMĄ PAGAL DR. P. KALESINSKO REKOMENDACIJĄ)

UNIVERSALŲ INSTRUMENTAI

REPF151T

stambi dvipusė mentelė #51, darbiniai galai vienodi stipriai lenkti, dengti titano nitridu



REPF11T

smulki dvipusė mentelė #1, vienodi tiesūs darbiniai galai palenkti 90°, dengti titano nitridu



REPF14T

vidutinio dydžio dvipusė mentelė #4, darbiniai galai vienodi tiesūs, dengti titano nitridu



REPF150T

stambi dvipusė mentelė #50, darbiniai galai vienodi tiesūs, dengti titano nitridu



Kviečiame derinti profesinį tobulėjimą su turiningu laisvalaikiu!

KELIONĖS LAIKAS: 2024, lapkričio mėn. 13-17 d.

PRELIMINARI PROGRAMA (bus patikslinta)

Lapkričio 13 d. (trečiadienis) atvykimas į Belgiją (tiesioginis skrydis iš Vilniaus 14:00 į Briuselį).

Lapkričio 14 d. (ketvirtadienis) praktiniai kursai „GC Europa“ mokymų centre.

Lapkričio 15 d. (penktadienis) praktiniai kursai „GC Europa“ mokymų centre.

Lapkričio 16 d. (šeštadienis) ekskursinė/kultūrinė/pramoginė programa (bus patikslinta).

Lapkričio 17 d. (sekmadienis) grįžimas į Lietuvą (tiesioginis skrydis iš Briuselio 9:55 į Vilnių).

KELIONĖS KAINA: 1050 eurų

Į kelionės kainą įskaičiuota: skrydžiai, viešbutis su pusryčiais, pervežimai, ekskursinė programa, kursų programa, maitinimas kursų metu ir 1 vakarienė restorane.

Dėl išsamesios informacijos prašom kreiptis:

info@unidentas.lt; tel.: +370 800 20015, +370 698 48641 arba į savo Unidento vadybininką.

Kelionę organizuoja turizmo agentūra „Vestekspres“



GC COMPOSITE COURSE

Simple and predictable use of **fibres** for **direct** workflow
for **anterior** restoration

DAY 1 - Thursday - November

08:45	Welcome at the GC Europe Campus
09:00	Lecture Fiber-reinforced restorative solutions: Stick Tech family with emphasis on preparation of malleable fiber-post (everStick POST), cementation and core buildup using Gradia CORE
10:00	Coffee break
10:30	Demo & hands-on Preparation, customization and luting of a malleable fiber-post. How to get optimal aesthetic results in provisionals by using Tempsmart and optiglaze color
13:00	Lunch
14:00	Lecture Introduction to digital dentistry - Lithium DiSilicate and Hybrid ceramic CAM/CAM blocks as restorative solutions Guidelines to luting - Resin adhesives, Glass-Ionomer cements
15:00	Coffee break
15:30	Demo & hands-on Polishing and luting of an anterior LiSi crown
17:00	End of the day
19:00	Dinner at Restaurant

DAY 2 - Friday - November 15th, 2024

08:45	Welcome at the GC Europe Campus
09:00	Lecture - Tips & tricks for a rubber dam isolation - How to combine the use of fibres with the predictability of the Injection Moulding Technique
10:30	Coffee break
11:00	Demo & hands-on The correct and fast placement of the rubber dam isolation
13:00	Lunch
13:45	Demo & hands-on Placing the EverStick C&B fibres in cases of missing laterals
15:30	Coffee break
16:00	Demo & hands-on Performing a restoration by using a transparent index with high level of accuracy
16:00	Closing of the course and certificates
16:30	Departure to the airport



MASTER TRAINING COURSE
Given by Dr. SIMONE MORETTO



MASTER TRAINING COURSE
Given by Dr. ADRIANO TEIXEIRA

Seminaras gydytojams odontologams,
odontologams ortodontams,
odontologams ortopedams, vaikų odontologams

SVARBŪS ASPEKTAI KASDIENĖJE ORTODONTIJOS PRAKTIKOJE

[4 valandos]

2024 m. spalio mėn. 11 d. [penktadienis], 13.00 – 17.00 val.

Konferencijų salė viešbutyje „Pacai“, Didžioji gatvė 7, Vilnius

PROGRAMA

- 13.00 – 14.30 Advances in Bonding Procedures in Orthodontics (paskaita anglų kalba).
Lektorius Michael Stiksa (klinikinis konsultantas, Austrija).
- 14.30 – 15.00 Polymerization Complexity in Orthodontics (paskaita anglų kalba).
Lektorius Michael Stiksa (klinikinis konsultantas, Austrija).
- 15.00 – 15.30 Asmens burnos higienos specifiškumas ortodontinio gydymo metu.
Lektorė dr. Ž. Sakalauskienė.
- 15.30 – 16.30 Psichologiniai iššūkiai gydymo proceso metu.
Lektorius L. Stankevičius (psichologas psichoterapeutas).
- 16.30 – 17.00 Klausimai/atsakymai, diskusija.

RENGINYS NEMOKAMAS

Renginys derinamas Higienos institute (numatomi sertifikatai - 4 valandos).

Registracija: tel. +370 652 30951 (Daiva); +370 800 20015; +370 698 48641

Registracija elektroniniu paštu: ortodontija@unidentas.lt; info@unidentas.lt

Registracija internetu: www.unidentas.lt

